

# 附件

## 血管组织闭合用结扎夹类医用耗材省际联盟集中带量采购拟中选结果 〔 腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用） 〕

序号	竞价单元	拟中选注册证编号	拟中选产品医用耗材代码	拟中选产品规格	拟中选产品型号	拟中选企业
1	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000032	KJ-TJLM18	KJ-TJLM18	杭州康基医疗器械有限公司
2	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000002	KJ-TJLL18	KJ-TJLL18	杭州康基医疗器械有限公司
3	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000023	KJ-TJLL17	KJ-TJLL17	杭州康基医疗器械有限公司
4	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000005	KJ-TJLM17	KJ-TJLM17	杭州康基医疗器械有限公司
5	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000024	KJ-TJLL16	KJ-TJLL16	杭州康基医疗器械有限公司
6	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000033	KJ-TJLM16	KJ-TJLM16	杭州康基医疗器械有限公司
7	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000031	KJ-TJLL15	KJ-TJLL15	杭州康基医疗器械有限公司
8	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000007	KJ-TJLM15	KJ-TJLM15	杭州康基医疗器械有限公司
9	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000015	KJ-TJLM19	KJ-TJLM19	杭州康基医疗器械有限公司
10	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20223020425	C1101091760000102080000003	KJ-TJLL19	KJ-TJLL19	杭州康基医疗器械有限公司
11	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20243020752	C1101091760000102080000061	KJ-JZJL15L	KJ-JZJL15L	杭州康基医疗器械有限公司
12	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注准20243020752	C1101091760000102080000049	KJ-JZJL15ML	KJ-JZJL15ML	杭州康基医疗器械有限公司
13	腔镜连发血管组织闭合用结扎夹（施夹器可重复使用）	国械注进20163021190	C1101091760000084190000002	1112	1112	杰尼肯（苏州）医疗器械有限公司